

TAMPONE CON  
DISINFETTANTE


**BIO**  
CLASS

# Clorexidina digluconato 0,5%





**LATEX FREE**



**LATEX FREE**

**WATERPROOF**

# DROP®

## MEDICAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO, STERILE

Medicazione post operatoria adesiva in tessuto non tessuto, sterile. Tampone ad alto assorbimento, antiaderente alla ferita. Collante ipoallergenico privo di solventi.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M04010101**

### FORMATI

<b>7x5 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.87</b> Imballo spedizione 60 confezioni	<b>10x6 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.89</b> Imballo spedizione 24 confezioni	<b>10x8 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.90</b> Imballo spedizione 24 confezioni	<b>10x12 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.92</b> Imballo spedizione 24 confezioni
<b>10,5x15 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.94</b> Imballo spedizione 18 confezioni	<b>10,5x20 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.96</b> Imballo spedizione 12 confezioni	<b>10,5x25 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.98</b> Imballo spedizione 12 confezioni	<b>10,5x30 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 172.97</b> Imballo spedizione 12 confezioni

# CUTIFLEX®

## WATERPROOF

## MEDICAZIONE IMPERMEABILE CONTRO ACQUA E BATTERI

Medicazione post operatoria in poliuretano trasparente, con effetto barriera verso acqua e batteri. Sterile, collante ipoallergenico ad alta tenacità privo di solventi. Tampone con trattamento antiaderente. Supporto PU sottile e trasparente.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M04010102**

### FORMATI

<b>7x5 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.80</b> Acquisto minimo 12 confezioni	<b>10x6 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.82</b> Acquisto minimo 8 confezioni	<b>10x8 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.84</b> Acquisto minimo 8 confezioni	<b>10x12 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.86</b> Acquisto minimo 8 confezioni
<b>10,5x15 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.88</b> Acquisto minimo 8 confezioni	<b>10,5x20 cm</b> <b>50 pz</b> <b>REF 011.90</b> Acquisto minimo 4 confezioni		



LATEX  
FREELATEX  
FREE

## MAXI MED

### CEROTTO A TAGLIO IN MORBIDO TESSUTO NON TESSUTO

Cerotto a taglio per pelli sensibili, con garza centrale antiaderente contenente clorexidina digluconato (0,5%). Esercita un controllo sul microambiente della ferita. Supporto bianco superaerato. Collante ipoallergenico privo di solventi.

Dispositivo medico appartenente alla classe III.

**Codice CND M040412**

#### FORMATI

m 5x6 cm

1 pz

REF 010.24

 Imballo spedizione  
64 confezioni

m 5x8 cm

1 pz

REF 010.26

 Imballo spedizione  
52 confezioni

## MAXI STRETCH

### CEROTTO A TAGLIO IN TESSUTO ELASTICO RESISTENTE

Cerotto a taglio color carne per pelli sensibili, con garza centrale ad alta capacità assorbente. Indicato per ferite che necessitano di medicazioni resistenti.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M050102**

#### FORMATI

m 5x6 cm

1 pz

REF 010.28

 Imballo spedizione  
64 confezioni

m 5x8 cm

1 pz

REF 010.29

 Imballo spedizione  
52 confezioni






**TAMPONE CON  
DISINFETTANTE**



**DROP<sup>®</sup>MED**

- **TAMPONE CON DISINFETTANTE**  
(clorexidina digluconato 0,5%)
- **ASSORBIMENTO 2.100 g/m<sup>2</sup>**  
(+ 17% vs Drop)
- **ESERCITA UN CONTROLLO  
SUL MICROAMBIENTE DELLA FERITA:  
DISINFEZIONE E PROTEZIONE MASSIMA**
- **PREVIENE INFEZIONI MICROBICHE**
- **AGEVOLA IL PROCESSO DI GUARIGIONE**

**MEDICAZIONE STERILE POST OPERATORIA**

Medicazione adesiva in tessuto non tessuto, sterile, per ferite post operatorie e ferite in genere. Tampone ad alto assorbimento, antiaderente, antibatterico, con sostanza disinfettante: sali di clorexidina digluconato (0,5%). Collante ipoallergenico privo di solventi.

Dispositivo medico appartenente alla classe III.

**Codice CND M040412**

**FORMATI**

<p><b>7x5 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.62</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p><b>10x6 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.89</p> <p>Acquisto minimo 8 confezioni</p>	<p><b>10x8 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.90</p> <p>Acquisto minimo 8 confezioni</p>	<p><b>10x12 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.92</p> <p>Acquisto minimo 8 confezioni</p>	<p><b>10,5x15 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.94</p> <p>Acquisto minimo 8 confezioni</p>	<p><b>10,5x18 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.95</p> <p>Acquisto minimo 8 confezioni</p>	<p><b>10,5x20 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.96</p> <p>Acquisto minimo 4 confezioni</p>	<p><b>10,5x25 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.98</p> <p>Acquisto minimo 4 confezioni</p>
<p><b>10,5x30 cm</b></p> <p><b>50 pz</b> REF 170.97</p> <p>Acquisto minimo 4 confezioni</p>							





ADESIVO  
**LATEX  
FREE**



## FORTE MED®

### STRIP A PROTEZIONE ELEVATA

Cerotto ad alta protezione. Supporto in film di polietilene. Garza tampone in tessuto non tessuto in fibre di viscosa, poliestere, polipropilene, con film antiaderente microperforato. Tampone centrale imbibito di clorexidina digluconato (0,5%). Collante ipoallergenico privo di solventi, ad alta tenacità.

Dispositivo medico appartenente alla classe III.

**Codice CND M040412**

#### FORMATI

<b>7,8x2 cm</b>	<b>7,8x2,6 cm</b>
<b>100 pz</b>	<b>100 pz</b>
<b>REF 175.28</b>	<b>REF 175.29</b>
Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni



**LATEX  
FREE**

## STERIGRAP®

### STRIP ADESIVO PER LA SUTURA DELLA FERITA

Strip adesivo sterile per la sutura della ferita in poliestere resistente alla trazione. Le proprietà adesive sono estremamente elevate grazie alla presenza di collanti ipoallergenici Hot Melt. Sterigrap è utilizzabile per unire i bordi di tagli e ferite, per coadiuvare il lavoro di suture in filo o metalliche, per prevenire la riapertura di tagli e ferite in via di cicatrizzazione.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND H900102**

#### FORMATI

<b>3,2x0,8 cm</b>	<b>7x1,3 cm</b>	<b>7,5x0,3 cm</b>	<b>7,5x0,6 cm</b>
<b>50 pz</b>	<b>50 pz</b>	<b>240 pz</b>	<b>150 pz</b>
<b>10 buste da 5 strip</b>	<b>10 buste da 5 strip</b>	<b>16 buste da 15 strip</b>	<b>25 buste da 6 strip</b>
<b>REF 025.60</b>	<b>REF 025.50</b>	<b>REF 025.63</b>	<b>REF 025.65</b>
Acquisto minimo 3 confezioni	Acquisto minimo 3 confezioni	Acquisto minimo 3 confezioni	Acquisto minimo 3 confezioni





# DERMATESS®

## COMPRESSA DI GARZA STERILE IN TESSUTO NON TESSUTO

Compresse sterili di garza in tessuto non tessuto; trama compatta non soggetta a deterioramento, non si attacca alla ferita, non si sfilaccia. Barriera per la compressione e l'assorbimento degli essudati, per la detersione, pulizia e disinfezione di ferite di ogni tipo, per la protezione di lesioni cutanee.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M0202010101**

### FORMATI

<b>10x10 cm</b> 1 busta 25 veli REF 300.22 Imballo spedizione 50 buste	<b>18x40 cm</b> 50 pz REF 300.32 Imballo spedizione 12 confezioni	<b>36x40 cm</b> 50 pz REF 300.34 Imballo spedizione 8 confezioni
---	--	---



# DERMATESS®

## COTONE IDROFILO - INDIA EXTRA -

## PER USI SANITARI E COSMESI PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'IGIENE DEI NEONATI

Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario e dermatologico, costituita da fibre di cotone di qualità accuratamente pulite e cardate. Indicato per la disinfezione della cute non lesa, la detersione, l'igiene intima e l'assorbimento degli essudati.

Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M010101**

### FORMATI

<b>100 gr</b> 1 pz REF 300.15 Imballo spedizione 60 confezioni
---





80

APPLICAZIONI

## CEROTTO SPRAY

### PROTEGGE TUTTE LE FERITE SI APPLICA OVUNQUE

Cerotto Spray è adatto alla medicazione di piccole ferite, escoriazioni, ustioni, da applicare dopo aver disinfettato la ferita. Secca rapidamente formando una pellicola trasparente idrorepellente e traspirante che protegge da sporco e batteri per almeno due giorni.

Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe IIa.

**Codice CND M9002**

#### FORMATI

50 ml

1 pz

REF 023.10



Acquisto minimo  
12 confezioni



**UTILIZZABILE  
SU CUTE LESA**

## Disinfettante

### SOLUZIONE CUTANEA A BASE DI CLOREXIDINA DIGLUCONATO 1g/100ml

Soluzione acquosa per uso cutaneo a base di clorexidina digluconato 1%. Per la pulizia e disinfezione della cute lesa: ferite, ustioni, ulcere. Specialità medicinale per automedicazione (OTC).

**OTC**

#### FORMATI

250 ml

1 pz

REF 306.00



Imballo spedizione  
24 confezioni





LATEX  
FREE

# rollflex®

## GARZA AUTOADESIVA IN TESSUTO NON TESSUTO PER IL FISSAGGIO DELLA MEDICAZIONE

Garza adesiva in tessuto non tessuto su bobina; monoestensibile ed aerata. Per il fissaggio di medicazioni, drenaggi e cateteri. Collante ipoallergenico, privo di solventi.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M05020 I**

### FORMATI

m 10x5 cm 1 pz REF 110.03 Imballo spedizione 60 confezioni	m 10x10 cm 1 pz REF 110.05 Imballo spedizione 60 confezioni	m 10x15 cm 1 pz REF 110.06 Imballo spedizione 40 confezioni	m 10x20 cm 1 pz REF 110.07 Imballo spedizione 32 confezioni
---	--	--	--



LATEX  
FREE



# rollflex®

## ACQUA STOP

## PROTEZIONE AUTOADESIVA TRASPARENTE, IMPERMEABILE PER IL FISSAGGIO DELLA MEDICAZIONE

Medicazione secondaria adesiva in poliuretano impermeabile ad acqua e batteri. Trasparente e sottile, è indicata per il fissaggio di medicazioni primarie, drenaggi e cateteri nei casi in cui sia necessario garantire l'assenza di contaminazione da acqua e batteri. Collante ipoallergenico.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M05010 I**

### FORMATI

m 10x10 cm 1 pz REF 013.30 Acquisto minimo 6 confezioni	m 2x10 cm 1 pz REF 013.20 Acquisto minimo 12 confezioni
--	--







LATEX  
FREE

**ROLL**  
LINEA

## CEROTTI SU ROCCHETTO

### ROLLTEX

Cerotto adesivo aerato di tela bianca su bobina blu per fissare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ad elevata coesione, ipoallergenico a base di ossido di zinco, privo di solventi.

### ROLLTEX SKIN

Cerotto adesivo aerato di tela color pelle su bobina rossa per fissare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ad elevata coesione, ipoallergenico a base di ossido di zinco, privo di solventi.

### ROLLPORE

Cerotto adesivo aerato in tessuto non tessuto bianco su bobina gialla per fissare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ipoallergenico privo di solventi.

### ROLLSILK

Cerotto adesivo aerato in tessuto tipo seta bianco su bobina verde per fissare medicazioni. Collante ipoallergenico privo di solventi.

### ROLLSTICK

Cerotto adesivo aerato in polietilene, gofrato e microperforato, su bobina bianca per fissare medicazioni. Collante ipoallergenico privo di solventi.

Dispositivi medici appartenenti alla classe I.

**Codice CND M050101**

#### FORMATI ROLLTEX

m 5x1,25 cm	m 5x2,5 cm	m 5x5 cm
18 pz REF 130.15	12 pz REF 130.16	6 pz REF 130.17
Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni

#### FORMATI ROLLTEX SKIN

m 5x1,25 cm	m 5x2,5 cm	m 5x5 cm
18 pz REF 130.40	12 pz REF 130.42	6 pz REF 130.44
Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni

#### FORMATI ROLLPORE

m 9,14x1,25 cm	m 9,14x2,5 cm	m 9,14x2,5 cm	m 9,14x5 cm
18 pz REF 140.26	12 pz REF 140.28	96 pz REF 140.51	6 pz REF 140.30
Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni	Acquisto minimo 4 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni

#### FORMATI ROLLSTICK

m 9,14x1,25 cm	m 9,14x2,5 cm	m 9,14x5 cm
18 pz REF 150.27	12 pz REF 150.29	6 pz REF 150.30
Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni

#### FORMATI ROLLSTICK

m 9,14x1,25 cm	m 9,14x2,5 cm	m 9,14x5 cm
18 pz REF 155.32	12 pz REF 155.34	6 pz REF 155.36
Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni	Imballo spedizione 20 confezioni





ADESIVO  
LATEX  
FREE



ADESIVO  
LATEX  
FREE

## STERIBLOCK® DIA

## STERIBLOCK® VENO

### CEROTTO EMOBLOCCANTE AD AZIONE COMPRESSIVA, STERILE

### FERMACANNULE CON TAMPONE, STERILE

Cerotto emobloccante sterile ad azione compressiva, particolarmente indicato per i soggetti sottoposti a trattamenti endovenosi in presenza di pelli delicate, sensibili e irritate. Collante ipoallergenico privo di solventi.

Fermacannule con tampone sterile, in tessuto non tessuto monoestensibile, aerato. Collante ipoallergenico privo di solventi.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M050102**

**Codice CND M04010201**

#### FORMATI

8,6x2,5 cm

100 pz

REF 020.09



Acquisto minimo  
12 confezioni

#### FORMATI

8x6 cm

50 pz

REF 020.70



Imballo spedizione  
60 confezioni





**LATEX FREE**

# INJECTION

## IL CEROTTO PER MEDICARE E PROTEGGERE LE FERITE DOPO LE INIEZIONI E I PRELIEVI

Cerotto in tessuto non tessuto di cotone. Specifico per la medicazione delle piccole ferite derivanti da prelievo e iniezione. Disponibile nella versione "bianca" e nella versione "color" per i più piccoli. Tampone centrale ad alto assorbimento e spessore. Collante ipoallergenico privo di solventi. Confezionati in astuccio da 100 pezzi.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M050102**

### FORMATI BIANCO

3,9x1,8 cm

100 pz

REF 010.85

Acquisto minimo 12 confezioni

### FORMATI COLOR

3,9x1,8 cm

100 pz

REF 010.87

Acquisto minimo 12 confezioni



**LATEX FREE**

**30G**  
0,30x8 mm

**31G**  
0,25x6 mm

**31G**  
0,25x8 mm

**32G**  
0,23x4 mm

# AGHI PENNA

## AGHI PENNA PER INSULINA APIROGENI, ATOSSICI, STERILI

Aghi penna compatibili con le principali penne per insulina presenti sul mercato. La triplice affilatura degli aghi permette la riduzione della pressione necessaria all'inserimento della punta dell'ago nella cute. La tecnologia FLOMAX ottimizza l'erogazione del farmaco. Tutti i Master-Aid Aghi Penna sono apirogeni, atossici, sterili, latex free. Conformi alla normativa UNI EN ISO 11608-2-2000.

Dispositivi medici appartenenti alla classe IIa.

**Codice CND A01010102**



### FORMATI

30Gx8 mm

100 pz

REF 803.15

Acquisto minimo 12 confezioni

31Gx6 mm

100 pz

REF 803.20

Acquisto minimo 12 confezioni

31Gx8 mm

100 pz

REF 803.25

Acquisto minimo 12 confezioni

32Gx4 mm

100 pz

REF 803.30

Acquisto minimo 12 confezioni



# siringhe

## VENIPUNTURA INSULINA U-100

Siringhe sterili, apirogene, latex free. L'ago ha le pareti particolarmente sottili (tecnologia FLOMAX) che permettono a parità di G una maggiore erogazione del liquido iniettabile. L'ago è dotato di triplice affilatura. La siringa da insulina 0,5 ml ha l'ago non staccabile. Le siringhe 2,5ml, 5ml, 10 ml hanno l'ago staccabile. Il corpo siringa è costituito da componenti inerti, compatibili con tutti i medicinali iniettabili. Il pistone ha un dispositivo di arresto a fine corsa che evita in aspirazione l'accidentale fuoriuscita dello stesso. Il gommino a duplice contatto è latex free.

Dispositivi medici appartenenti alla classe IIa.

**Siringhe venipuntura**  
**Codice CND A020102010202**

**Siringhe insulina U-100**  
**Codice CND A02010204**



### FORMATI VENIPUNTURA

<p><b>2,5 ml</b> <b>23G 0,60x30 mm</b> <b>N.14</b></p> <p><b>10 pz</b> <b>REF 802.20</b></p> <p> Imballo spedizione 100 confezioni</p>	<p><b>5 ml</b> <b>23G 0,60x30 mm</b> <b>N.14</b></p> <p><b>10 pz</b> <b>REF 802.25</b></p> <p> Imballo spedizione 100 confezioni</p>	<p><b>10 ml</b> <b>21G 0,80x40 mm</b> <b>N.2</b></p> <p><b>10 pz</b> <b>REF 802.30</b></p> <p> Imballo spedizione 10 confezioni</p>
--	--	---

### FORMATO INSULINA U-100

<p><b>0,5 ml</b> <b>30Gx8 mm</b></p> <p><b>30 pz</b> <b>REF 802.10</b></p> <p> Imballo spedizione 40 confezioni</p>
---







ADESIVO  
LATEX  
FREE



# ORTOPAD®

## OCCLUSORE PER TERAPIE ORTOTTICHE

### ORTOPAD

Occlusore per terapie ortottiche di garza in tessuto non tessuto grado medicale con barriera anti luce applicata a un supporto adesivo di tessuto non tessuto bianco. Collante ipoallergenico privo di solventi. Indicato per uso prolungato su pelli molto delicate.

### ORTOPAD COTTON SIMPATY

Occlusore per terapie ortottiche di garza in tessuto non tessuto di grado medicale con barriera anti luce applicata a un supporto adesivo di tessuto non tessuto 100% cotone colorato. Collante ipoallergenico privo di solventi. Indicato per uso prolungato su pelli molto delicate.

Dispositivi medici appartenenti alla classe I.

**Codice CND M040303**

6,7x5 cm  
Junior

7,6x5,4 cm  
Medium

8,5x5,9 mm  
Regular

#### FORMATI ORTOPAD

##### JUNIOR

50 pz

REF 100.86

Acquisto minimo  
6 confezioni

##### MEDIUM

50 pz

REF 100.87

Acquisto minimo  
6 confezioni

##### REGULAR

50 pz

REF 100.84

Acquisto minimo  
6 confezioni

#### FORMATI ORTOPAD COTTON SIMPATY

##### JUNIOR

50 pz

REF 102.86

Acquisto minimo  
6 confezioni

##### MEDIUM

50 pz

REF 102.62

Acquisto minimo  
6 confezioni

##### REGULAR

50 pz

REF 102.84

Acquisto minimo  
6 confezioni





ADESIVO  
**LATEX  
FREE**



**LATEX  
FREE**

  
**ALTO SPESSORE**

## OPTOMED®

### MEDICAZIONE ADESIVA STERILE PER LA PROTEZIONE DELL'OCCHIO

Medicazione oculare preparata. Indicata per medicare e proteggere l'occhio in seguito a piccoli interventi chirurgici o a piccole ferite corneali che necessitano di adeguata protezione. Lo strato antiaderente presente sul tampone centrale rende la medicazione utilizzabile anche in caso di utilizzo di pomate oftalmiche.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M04030 I**

#### FORMATI

9,6x6,6 cm

25 pz


REF 100.70

 Imballo spedizione  
48 confezioni

## OPTOMED® SIMPLEX

### COMPRESSA OCULARE STERILE PER LA MEDICAZIONE DELL'OCCHIO

Tampone oculare. Indicato per medicare e proteggere l'occhio. L'elevata capacità di assorbimento permette l'utilizzo del tampone oculare, anche in presenza di elevate quantità di essudato. Il prodotto è adatto anche come medicazione oculare con effetto compressivo.



Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M04030 I**

#### FORMATI

9x5,5 cm

25 pz

REF 100.78

 Acquisto minimo  
6 confezioni



LATEX  
FREE

INFRANGIBILE

## ORTOLUX®

**PROTEZIONE OCULARE AUTOADESIVA,  
LEGGERA, CON VALVA TRASPARENTE  
INFRANGIBILE, STERILE**

Indicato quando è necessario proteggere l'occhio a seguito di interventi chirurgici quali lasik, ptosi, blefarocalasi e altri interventi sul bulbo oculare. Utilizzabile in caso di secchezza oculare cronica e lagofalmo.

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M040399**

6,8x9,6 cm  
Small

8x11,4 cm  
Large

### FORMATI

**SMALL**

20 pz

REF 105.05



Acquisto minimo  
6 confezioni

**LARGE**

20 pz

REF 105.07



Acquisto minimo  
6 confezioni

LATEX  
FREE

INFRANGIBILE

## ORTOLUX® Air

**PROTEZIONE OCULARE AUTOADESIVA,  
LEGGERA, CON VALVA TRASPARENTE  
FORATA INFRANGIBILE, STERILE**

Indicato quando è necessario proteggere l'occhio a seguito di interventi chirurgici di cataratta e in ogni caso in cui sia necessaria una protezione meccanica dell'occhio (anche a seguito di traumi oculari).

Dispositivo medico appartenente alla classe I sterile.

**Codice CND M040399**

6,8x9,6 cm  
Small

8x11,4 cm  
Large

### FORMATI

**SMALL**

20 pz

REF 105.27



Acquisto minimo  
6 confezioni

**LARGE**

20 pz

REF 105.30



Acquisto minimo  
6 confezioni





## DERMAGRIP®

### BENDA GARZA ELASTICA AUTOBLOCCANTE PER IL FISSAGGIO DELLE MEDICAZIONI CON LEGGERO EFFETTO COMPRESSIVO

Benda garza elastica autobloccante impregnata di lattice per l'autoaderenza. Aderisce su se stessa ma non alla pelle né ai peli. Non è candeggiata, ottimamente tollerata, è altamente conformabile e permette una elevata traspirazione. Possiede una estensibilità in lunghezza del 100% circa. Indicata per il fissaggio delle medicazioni nelle quali sia necessario un leggero effetto compressivo. Ideale per bendaggi compressivi e per il trattamento di traumatismi di lieve entità. Filato composto da cotone 36%, viscosa 36%, poliammide 28%.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M0303010201**

#### FORMATI

<p>cm 4x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.33</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 6x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.30</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 8x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.31</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 10x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.32</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>
<p>cm 8x20 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 330.38</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 10x20 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 330.40</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 12x20 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 330.42</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	



## STRETCHROLL®

### BENDA ELASTICA AUTOBLOCCANTE A COMPRESSIONE LEGGERA

Benda elastica autobloccante: aderisce su se stessa ma non alla pelle né ai peli. Fornisce un leggero sostegno e ha una estensibilità in lunghezza del 100% circa. È altamente conformabile e garantisce un distacco atraumatico. Non è candeggiata, ottimamente tollerata, permette una elevata traspirazione. Contiene lattice di gomma naturale. Indicata per il fissaggio di medicazioni o stecche ortopediche e il trattamento di distorsioni. Ideale per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi e nel taping. Filato composto da viscosa 39%, poliammide 61%. Impregnato di lattice per l'auto-aderenza.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M0303010201**

#### FORMATI

<p>cm 4x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.13</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 6x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.10</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 8x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.11</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>	<p>cm 10x4 m</p> <p><b>I benda</b></p> <p>REF 310.12</p> <p>Acquisto minimo 12 confezioni</p>
--	--	--	---





LATEX  
FREE

FISSAGGIO

## DERMATESS® CAMBRIC

### BENDA ORLATA DI GARZA IDROFILA

Benda morbida e resistente in cotone idrofilo al 100% a doppia trama, con bordi orlati per prevenire sfilacciamenti. Ideale per il fissaggio di medicazioni, è particolarmente indicata per pelli delicate e sensibili.

Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M030101**

#### FORMATI

cm 5x5 m

1 benda

REF 300.40

 Acquisto minimo  
12 confezioni

cm 7x5 m

1 benda

REF 300.42

 Acquisto minimo  
12 confezioni

cm 10x5 m

1 benda

REF 300.44

 Acquisto minimo  
12 confezioni
LATEX  
FREECOMPRESSIONE  
LEGGERA

GANCI

## COMPRIDERM®

### BENDA ELASTICA A COMPRESSIONE LEGGERA

Benda con elasticità costante, non adesiva, possiede una estensibilità in lunghezza del 100% circa. Lavabile e di lunga durata: non perde le proprie caratteristiche anche dopo numerose applicazioni e frequenti lavaggi. Ottimamente tollerata, non candeggiata. Indicata per il fissaggio di medicazioni nelle quali sia necessario un leggero effetto compressivo. Ideale per la prevenzione e il trattamento di traumi contusivi di lieve entità. Filato composto da cotone 63%, poliammide 36%, poliuretano 1%.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M0304010102**

#### FORMATI

cm 6x5 m

1 benda  
1 gancio

REF 310.05

 Acquisto minimo  
12 confezioni

cm 8x5 m

1 benda  
2 ganci

REF 310.06

 Acquisto minimo  
12 confezioni

cm 10x5 m

1 benda  
2 ganci

REF 310.07

 Acquisto minimo  
12 confezioni




## TENDIMED®

### BENDA ELASTICA A COMPRESSIONE MEDIA

Benda a compressione media ad altissima estensibilità, altamente conformabile. Ottimamente tollerata, è lavabile e consente un'elevata traspirazione. Possiede un'estensibilità in lunghezza del 250% circa. Indicata per il sostegno in presenza di traumi di lieve entità, lussazioni e fratture leggere. Per il fissaggio di medicazioni. Filato composto da cotone 69%, poliammide 25%, poliuretano 6%.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M030402010101**

#### FORMATI

cm 6x4,5 m	cm 8x4,5 m	cm 10x4,5 m
1 benda 1 gancio REF 311.20	1 benda 1 gancio REF 311.22	1 benda 2 ganci REF 311.24
Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni



## TENDIFORTE®

### BENDA ELASTICA A FORTE COMPRESSIONE COSTANTE

Benda ad elevata estensibilità non adesiva per una compressione forte. Altamente conformabile, elevata traspirazione e buona tollerabilità. Lavabile. Possiede una estensibilità in lunghezza del 170% circa. Indicata per il trattamento di flebopatie degli arti inferiori. Sostegno delle articolazioni e degli arti in caso di distorsioni, contusioni, lussazioni e fratture leggere. Bendaggio di compressione nel trattamento delle insufficienze venose. Ideale per la prevenzione di traumi nell'attività sportiva. Filato composto da cotone 92%, poliuretano 8%.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M030402010101**

#### FORMATI

cm 6x7 m	cm 8x7 m	cm 10x7 m
1 benda 1 gancio REF 311.10	1 benda 1 gancio REF 311.12	1 benda 2 ganci REF 311.14
Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni





## DUOLASTIC®

### BENDA BIELASTICA A COMPRESSIONE FORTE ED ELEVATO ALLUNGAMENTO

Bendaggio bielastico non adesivo ad elevato allungamento e forte compressione con bordo anti-sfilacciatura. È ben tollerato dalla pelle, permeabile all'aria e può essere lavato senza alterarne le caratteristiche. Possiede un'estensibilità in lunghezza del 120% circa e in larghezza dell'80% circa. Indicata per patologie flebologiche quali profilassi della trombosi e trattamento sintomatico della patologia venosa. Supporto e sostegno delle articolazioni e degli arti in presenza di contusioni, lussazioni, tenosinoviti. Trattamenti post frattura e post traumatici che richiedono riduzione e assorbimento dell'edema. Filato composto da cotone 70%, poliammide 25%, poliuretano 5%.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M030402010103**

#### FORMATI

cm 8x7 m	cm 10x7 m	cm 12x7 m
1 benda 2 ganci REF 320.05	1 benda 2 ganci REF 320.07	1 benda 2 ganci REF 320.09
Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni



## TENDIGRIP® FORTE

### BENDA ELASTICA COMPRESSIVA ADESIVA FORTE

Benda elastica adesiva color pelle per bendaggi funzionali elasto-compressivi di massima stabilità anche nel tempo. Elevata traspirazione, buona tollerabilità e notevole comfort. Tendigrip Forte possiede un collante all'ossido di zinco che garantisce una elevata adesività. Possiede una estensibilità in lunghezza del 65% circa. Tendigrip Forte è latex free, non contiene lattice di gomma naturale. Indicata per bendaggi compressivi di supporto e di sostegno in caso di contusioni, distorsioni, lussazioni e fratture leggere. Bendaggi compressivi nel trattamento delle flebopatie degli arti inferiori. Filato composto da cotone 100%. Adesivo a base di gomma sintetica e ossido di zinco. Spalmatura aerata.

Dispositivo medico appartenente alla classe I.

**Codice CND M0304010301**

#### FORMATI

cm 6x4,5 m	cm 8x4,5 m	cm 10x4,5 m
1 benda REF 310.85	1 benda REF 310.87	1 benda REF 310.89
Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni	Acquisto minimo 12 confezioni

